

PT	EN	ES	FR	DE	NL
<p>Instruções de uso gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrir a embalagem individual com os cuidados necessários de assepsia. - Verificar as suas conexões antes de utilizar. - Purgar o sistema. Assegure-se que não existem bolhas de ar no sistema de infusão. - Se pretender trabalhar com pressão, instalar o sistema na bomba de pressão e conectar ao paciente. - Abrir a rampa. O fluxo da solução deve ser ajustado com a rampa no início da infusão e controlado durante o procedimento. Para interromper ou parar a infusão, fechar a rampa. - Após o uso, os produtos devem ser descartados de acordo com o regulamento ecológico local. - Para rasgos rígidos, o arejador deverá estar aberto. <p>Características:</p> <p>Estétil desde que não aberto nem danificado. Apirogénico. Sem latex nem ftalatos DEHP. Conexão standard com os cateteres IV dos pacientes.</p> <p>Uso pretendido:</p> <p>Os conjuntos de infusão são dispositivos estéreis de uso único destinados a canalizar líquidos para fins de infusão ou administração no corpo, funcionando tanto por gravidade como por pressão quando conectados a uma bomba de infusão. Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados por profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) com conhecimento e experiência prática no manuseio destes dispositivos.</p> <p>Precauções:</p> <p>Ler as Instruções de Uso antes de usar o dispositivo. Não usar se a embalagem aberta ou danificada. Não usar se as tampas protetoras estão soltas ou não existam. Verificar todas as conexões antes de usar. Se o produto estiver danificado, descarte-o. O produto é esterilizado para uso único. Descartar após uso único. Não limpar nem reutilizar. Uma reutilização do dispositivo pode causar infeções, danos graves ou morte. O sistema de infusão não é adequado para infusão de sangue e hemoderivados. A infusão de soluções altamente viscosas (ex: emulsões lipídicas e certas suspensões) pode afetar a taxa de fluxo. O produto com bureta não tem função de medição. Não usar após a data de validade. Se expirado, descarte o dispositivo. Armazenar o produto num local seco entre 5 e 35°C. Descarte todos os dispositivos usados de acordo com os regulamentos legais aplicáveis.</p> <p>Performance:</p> <p>Tendo por base as instruções de uso acima mencionadas e a capacidade de o dispositivo permitir a relação de cada mililitro equivaler a 20 ou 60 gotas, o dispositivo apresenta uma boa performance.</p> <p>Efeitos Secundários:</p> <p>Desconhecidos.</p> <p>Vigilância:</p> <p>Em caso de incidente grave relacionado com o dispositivo, contactar o fabricante ou a Autoridade Competente Nacional.</p>	<p>General instructions for use:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Open the individual product package with all aseptic care. - Verify all connections prior use. - Purge the system. Make sure that there are no air-bubbles in the infusion system. - To work by pressure, install the system on the pressure pump and connect to the patient. - Open the flow regulator. The flow of the solution must be adjusted with the flow regulator at the beginning of the infusion and controlled during the procedure. To interrupt or stop the infusion, close the flow regulator. - After use, the products should be disposed of in accordance with local ecological regulations. - For rigid containers leave the vented spike air cap opened <p>Characteristics:</p> <p>Sterile if pack un-opened and un-damaged. Non pyrogenic. Free of latex and phthalates. Standard connection to patient IV catheters.</p> <p>Intended use:</p> <p>The infusion sets are single-use, sterile devices intended for channeling liquids for the purpose of infusion or administration into the body, working by gravity as well by pressure when connected to an infusion pump.</p> <p>The intended users of these products are healthcare professionals (physicians and nurses) with knowledge and practical experience in handling these devices.</p> <p>Warnings:</p> <p>Read Instructions for Use (IFU) before using the device. Do not use if the packaged is opened or damaged. Do not use if protective caps are loose or missing. Verify all connections before use. If the device is damage, discard it. The product is sterilized for single use only. Discard after single use. Please do not clean and do not reuse. A reuse of the device may cause harmful infections, injury, or death. The infusion set is not suitable for infusion of blood and cell-containing blood products. The infusion of highly viscous solutions (ex: lipid emulsions and certain suspensions) can affect the flow rate. The product with the graduated chamber has no measurement function. Do not use after expiry date. If over it, please discard it. Store in a dry place and between 5 to 35°C. Discard all used devices according to the applicable legal regulations.</p> <p>Performance:</p> <p>Based on the instructions for use mentioned above and the capacity of the device to allow the ratio of each milliliter to be equivalent to 20 or 60 drops, the device presents a good performance.</p> <p>Side-effects:</p> <p>Unknown.</p> <p>Vigilance:</p> <p>In case of serious incident related to the device, contact the manufacturer or the National Competent Authority.</p>	<p>Instrucciones de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abra el paquete individual con el cuidado de asepsia necesario. - Verificar todas las conexiones antes de su uso. - Purga el sistema. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el equipo de infusión. - Para trabajar con presión, instale el sistema en la bomba de presión y conéctelo al paciente. - Abra el regulador de flujo. El flujo de la solución debe ajustarse con el regulador de flujo al inicio de la infusión y controlarse durante el procedimiento. - Para interrumpir o detener la infusión, cierre el regulador de flujo. - Después de su uso, los productos deben eliminarse de acuerdo con las normativas ecológicas locales. - Para botellas rígidas, el aireador debe estar abierto. <p>Características:</p> <p>Estétil si el paquete no está abierto ni dañado. Apyrogénico. Sin latex ni ftalatos DEHP. Conexión estándar a catéteres intravenosos del paciente.</p> <p>Uso previsto:</p> <p>Los equipos de infusión son dispositivos estériles de un solo uso destinados a canalizar líquidos con fines de infusión o administración en el cuerpo, que funcionan tanto por gravedad como por presión cuando se conectan a una bomba de infusión. Estos dispositivos están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios (médicos y enfermeros) con conocimientos y experiencia práctica en el manejo de estos dispositivos.</p> <p>Precauciones:</p> <p>Lea las instrucciones de uso antes de usar el dispositivo. No lo utilice si el embalaje está abierto o dañado. No lo use si las cubiertas protectoras están sueltas o faltan. Verifique todas las conexiones antes de usar. Si el producto está dañado, deséchelo. El producto está esterilizado para un solo uso. Desechar después de un solo uso. No limpiar ni reutilizar. La reutilización del dispositivo puede provocar infecciones, daños graves o la muerte. El sistema de infusión no es adecuado para infundir sangre y productos sanguíneos. La infusión de soluciones muy viscosas (por ejemplo, emulsiones de lípidos y determinadas suspensiones) puede afectar al caudal. El producto con bureta no tiene función de medición. No utilizar después de la fecha de caducidad. Si está vencido, deseche el dispositivo. Almacenar el producto en un lugar seco entre 5 y 35 ° C. Deseche todos los dispositivos usados de acuerdo con las regulaciones legales aplicables.</p> <p>Desempeño:</p> <p>Según las instrucciones de uso mencionadas anteriormente y la capacidad del dispositivo para permitir que la proporción de cada mililitro sea equivalente a 20 o 60 gotas, el dispositivo funciona bien.</p> <p>Efectos secundarios:</p> <p>Desconocido.</p> <p>Vigilancia:</p> <p>En caso de un incidente grave relacionado con el dispositivo, comuníquese con el fabricante o la Autoridad Nacional Competente.</p>	<p>Mode d'emploi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir l'emballage individuel avec les précautions d'asepsie nécessaires. - Vérifiez les connexions avant utilisation. - Purger le système. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air dans l'ensemble de perfusion. - Pour travailler avec de la pression, installez le système sur la pompe de pression et connectez-le au patient. - Ouvrez le régulateur de débit. Le débit de la solution doit être ajusté avec le régulateur de débit au début de la perfusion et contrôlé pendant la procédure. Pour interrompre ou arrêter la perfusion, fermez le régulateur de débit. - Après utilisation, les produits doivent être éliminés conformément aux réglementations écologiques locales. - Pour les bouteilles rigides, l'aérateur doit être ouvert. <p>Caractéristiques:</p> <p>Stérile tant qu'il n'est pas ouvert ou endommagé. Apyrogène. Sans latex ni DEHP phthalates. Connexion standard aux cathéters IV du patient.</p> <p>Utilisation prévue:</p> <p>Les sets de perfusion sont des dispositifs stériles à usage unique destinés à canaliser des liquides à des fins de perfusion ou d'administration dans l'organisme, fonctionnant aussi bien par gravité que par pression lorsqu'ils sont reliés à une pompe à perfusion. Ces dispositifs sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé (médecins et infirmiers) ayant des connaissances et une expérience pratique dans la manipulation de ces dispositifs.</p> <p>Précautions:</p> <p>Lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le dispositif. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si les couvercles de protection sont desserrés ou manquants. Vérifiez toutes les connexions avant utilisation. Si le produit est endommagé, jetez-le. Le produit est stérilisé pour un usage unique. Jeter après usage unique. Ne pas nettoyer ou réutiliser. La réutilisation de le dispositif peut provoquer une infection, des dommages graves ou la mort. Le système de perfusion n'est pas adapté à la perfusion de sang et de produits sanguins. L'infusion de solutions très visqueuses (par exemple les émulsions lipidiques et certaines suspensions) peut affecter le débit. Le produit avec burette n'a pas de fonction de la mesure. Ne pas utiliser après la date de péremption. S'il a expiré, jetez le dispositif. Conserver le produit dans un endroit sec entre 5 et 35°C. Éliminez tous les dispositifs usagés conformément aux réglementations légales en vigueur.</p> <p>Performance:</p> <p>Sur la base des instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus et de la capacité de le dispositif à permettre au rapport de chaque millilitre d'être équivalent à 20 ou 60 gouttes, l'appareil fonctionne bien.</p> <p>Effets secondaires:</p> <p>Inconnus.</p> <p>Surveillance:</p> <p>En cas d'incident grave lié à le dispositif, contactez le fabricant ou l'Autorité Nationale Compétente.</p>	<p>Allgemeine Gebrauchshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffnen Sie die Einzelverpackung mit der notwendigen Asepsis-Sorgfalt. - Überprüfen Sie Ihre Verbindungen vor der Verwendung. - Entlüften Sie das System. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen im Infusionsset befinden. - Um mit Druck zu arbeiten, installieren Sie das System auf der Druckpumpe und schließen Sie es an den Patienten an. - Öffnen Sie den Durchflussregler. Der Fluss der Lösung muss zu Beginn der Infusion mit dem Flussregler eingestellt und während des Verfahrens kontrolliert werden. Um die Infusion zu unterbrechen oder zu stoppen, schließen Sie den Flussregler. - Nach Gebrauch müssen die Produkte gemäß den örtlichen ökologischen Vorschriften entsorgt werden. - Bei starren Flaschen muss der Belüfter geöffnet sein. <p>Eigenschaften:</p> <p>Steril, wenn Packung ungeöffnet und unbeschädigt. Apyrogen. Latexfrei oder DEHP-Phthalatfrei. Standardanschluss an IV-Katheter des Patienten.</p> <p>Verwendungszweck:</p> <p>Die Infusionssets sind sterile Einwegartikel, die dazu bestimmt sind, Flüssigkeiten zum Zwecke der Infusion oder Verabreichung in den Körper zu leiten, wobei sie sowohl durch Schwerkraft als auch durch Druck arbeiten, wenn sie an eine Infusionspumpe angeschlossen sind. Diese Geräte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal (Ärzte und Pflegepersonal) mit Kenntnissen und praktischer Erfahrung im Umgang mit diesen Geräten bestimmt.</p> <p>Vorsichtsmaßnahmen:</p> <p>Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät verwenden. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn Schutzabdeckungen locker sind oder fehlen. Überprüfen Sie alle Verbindungen vor der Verwendung. Wenn das Produkt beschädigt ist, entsorgen Sie es. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch sterilisiert. Nach einmaligem Gebrauch entsorgen. Nicht reinigen oder wiederverwenden. Die Wiederverwendung des Geräts kann zu Infektionen, schweren Schäden oder zum Tod führen. Das Infusionssystem ist nicht für die Infusion von Blut und Blutprodukten geeignet. Die Infusion von hochviskosen Lösungen (zB Lipidemulsionen und bestimmten Suspensionen) kann die Flussrate beeinflussen. Das Produkt mit Bürette hat keine Messfunktion. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Entsorgen Sie das Gerät, wenn es abgelaufen ist. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort zwischen 5 und 35 °C. Entsorgen Sie alle gebrauchten Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Leistung:</p> <p>Basierend auf der oben genannten Gebrauchsanweisung und der Fähigkeit des Geräts, das Verhältnis jedes Milliliters 20 oder 60 Tropfen entsprechen zu lassen, funktioniert das Gerät gut.</p> <p>Nebenwirkungen:</p> <p>Unbekannt.</p> <p>Überwachung:</p> <p>Bei einem schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät wenden Sie sich an den Hersteller oder die zuständige nationale Behörde.</p>	<p>Algemene gebruiksaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Open de individuele productverpakking met alle aseptische zorg. -Controleer alle aansluitingen voor gebruik. -Purgeer het systeem. Zorg ervoor dat er geen luchtballen in het infuusysteem zitten. -Om op druk te werken, installeert u het systeem op de drukpomp en sluit u het aan op de patiënt. -Open de debietregelaar. De stroom van de oplossing moet aan het begin van de infusie worden aangepast met de stroomregelaar en tijdens de procedure worden gecontroleerd. Sluit de stroomregelaar om de infusie te onderbreken of te stoppen. -Na gebruik moeten de producten worden weggegooid in overeenstemming met de lokale ecologische voorschriften. -Laat bij harde containers de geventileerde spike-luchtkap open. <p>Kenmerken:</p> <p>Steriel indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Niet pyrogeen. Vrij van latex en ftalaten. Standaardaansluiting op patiënt-IV-katheters</p> <p>Beoogd gebruik:</p> <p>De infuusets zijn steriele apparaten voor eenmalig gebruik die bedoeld zijn om vloeistoffen voor infusie of toediening in het lichaam te kanaliseren, die zowel door zwaartekracht als door druk werken wanneer ze zijn aangesloten op een infuuspomp. De beoogde gebruikers van deze producten zijn beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (artsen en verpleegkundigen) met kennis en praktische ervaring in het omgaan met deze apparaten.</p> <p>Waarschuwingen:</p> <p>Lees de gebruiksaanwijzing (IFU) voordat u het apparaat gebruikt. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. Niet gebruiken als de beschermkappen los zitten of ontbreken. Controleer alle aansluitingen voor gebruik. Als het apparaat beschadigd is, gooi het dan weg. Het product is alleen gesteriliseerd voor eenmalig gebruik. Na eenmalig gebruik weggoeien. Gelijk niet schoon te maken en niet opnieuw te gebruiken. Hergebruik van het apparaat kan leiden tot schadelijke infecties, letsel of de dood. De infusieset is niet geschikt voor infusie van bloed en celbevattende bloedproducten. De infusie van zeer stroperige oplossingen (bijv. lipide-emulsies en bepaalde suspensies) kan de stroomsnelheid beïnvloeden. Het product met de maatkamer heeft geen meetfunctie. Niet gebruiken na de vervaldatum. Als u eroverheen bent, gooi het dan weg. Op een droge plaats bewaren tussen 5 en 35°C. Gooi alle gebruikte apparaten weg volgens de geldende wettelijke voorschriften.</p> <p>Prestatie:</p> <p>Op basis van de hierboven genoemde gebruiksaanwijzing en de capaciteit van het apparaat om de verhouding van elke milliliter gelijk te stellen aan 20 of 60 druppels, levert het apparaat goede prestaties.</p> <p>Bijwerkingen:</p> <p>Onbekend.</p> <p>Waakzaamheid:</p> <p>In case of serious incident related to the device, contact the manufacturer or the National Competent Authority.</p>

INFORMAÇÃO CONTIDA NA EMBALAGEM PRIMÁRIA / LABEL INFORMATION

	Product Reference		Use-by date		Tube Diameters		CE marking with Notified Body Number		Warning		15 Micron pore size liquid filter		Temperature Limit		Drops per milliliter		Compatible for use with pressure		Do not resterilize		Does not contain DEHP		Do not use if package is damaged		Keep away from sunlight		Unique Device Identifier		Manufacturer
	Date of manufacture		Batch code		Tube Dimensions		Medical Device		Instructions for use in the QR code		Plasticized in TOTM		AirStop		Sterilized using ethylene oxide		Compatible for use with gravity		Storage volume		Do not re-use		Does not contain natural rubber latex		Non-pyrogeenic		Keep dry		Distributor