

Laringoscópio Ótico

Aplicações

- Anestesia
- Cuidados Intensivos
- Urgência
- INEM
- Otorrino
- Pneumologia

1-Dois modos de observação

- Canal / Câmara (visualizador)

2-Dois tipos de lâminas

- Sem guia / Com guia



3-Sistema de Vídeo Endoscópio



Laringoscópio Ótico

Laringoscópio reutilizável

- Utilização até 500 vezes.
- Tecnologia de imagem ótica de alta qualidade.
- Sistema de aquecimento e anti embaciamento e sistema de iluminação altamente eficiente.
- Com carga total de bateria, autonomia de 4 horas.

Lâminas e oculares descartáveis económicos

- O canal de 92° simplifica a intubação, minimiza a hiperextensão e reduz a força necessária.
- Lâmina à prova de água, protege totalmente o núcleo do contato com o paciente, o núcleo não precisa de ser esterilizado.
- A ocular levantada evita o contato próximo com os pacientes.
- Montagem rápida e fácil com o núcleo.
- Lâmina de uso único, sem risco de contaminação cruzada.



Lâmina descartável + Laringoscópio reutilizável

Visualizador

- Adequado para todos os laringoscópios da série TL.
- Conexão Wi-Fi para controlar o recetor.
- Alta definição total.
- A tela de exibição pode ser inclinada para cima e para baixo em 135 graus.
- Suporte à função de gravação de foto e vídeo.
- Tela de exibição de 3 polegadas.



Visualizador
TL-100V-II

Recetor
TL-15T1080-II

Recetor

- Sistema avançado de áudio e vídeo.
- Compartilhe vídeos com os participantes.
- Função de gravação: > 1000 históricos podem ser armazenados (5 min, 115 MB / caixa).
- Tela IPS de 15,6" de nível técnico (1920 * 1080), proporciona vídeo de alta definição.
- Compatível com visualizador por WIFI.

Laringoscópio Ótico

A melhor solução para intubação



1.As tecnologias óticas e eletrônicas avançadas fornecem uma visão nítida durante a inserção.

2.Com formato de 92°, não precisa combinar o eixo oral com o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, reduzindo a força necessária.



3.Design da lâmina com design retira a necessidade de estilete, reduz o tempo de intubação, economiza custos com a utilização de estiletos.



4.Duas opções de visualização.



Taxa de sucesso elevada em intubações difíceis

Sistema de aquecimento e anti embaciamento
+Sistema de iluminação: Imagem melhorada

Sistema de vídeo wireless - excelente para formação

Laringoscópio Ótico

REF: TL-602-I - Lâmina para laringoscópio, estéril, c/guia, 2.5-3.5mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859051

REF: TL-602-II - Lâmina para laringoscópio, estéril, c/guia, 4.0-5.0mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859060

REF: TL-602-III - Lâmina para laringoscópio, estéril, c/guia, 5.5-6.5mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859078

REF: TL-602-IV - Lâmina para laringoscópio, estéril, c/guia, 7.0-8.0mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859086

REF: TL-602-V - Lâmina para laringoscópio, estéril, c/guia, 8.5-9.5mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859116

REF: TL-602-N1 - Lâmina para laringoscópio, estéril, s/guia, 4.0-6.0mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859094

REF: TL-602-N2 - Lâmina para laringoscópio, estéril, s/guia, 6.5-9.5mm - Uni./cx: 20
NPDM: R9002 / CDM: 70859108

REF: TL-65R-II - Laringoscópio ótico reutilizável - Uni./cx: 10
NPDM: Z12021003 / CDM: 70859043

REF: TL-100V-II - Visualizador - Uni./cx: 1
n/a

REF: TL-15T1080-II - Recetor - Uni./cx: 1
n/a

FABRICANTE:

TIANLANG

Floor 5, C5 Factory Building, Zhu'ao No.2
Industrial Area, Xixiang Sub-district, Bao'an district,
Shenzhen China 518102
E-mail: info@tianlangyiliao.com | Tel: 0755-27696568