

Monidrop®

Terapia intravenosa exata para todos os pacientes

Monidrop® - Monitor de Infusão

- Permite terapia intravenosa mais precisa e ajuda os profissionais de saúde a melhorar a segurança dos pacientes.
- Qualidade elevada: Dispositivo de pequena dimensão e de elevada precisão.
- Terapia IV mais exata: Para uma segurança do paciente aumentada.
- Intuitivo: Fácil de utilizar
- Económico: Adequado para Sistemas IV Standard

Adequado para Sistemas de Infusão Standard.

- Display com luz de fundo, velocidade da infusão, volume total de tempo.
- Encaixe rápido da câmara.
- Conexão wireless.
- Recarregável.
- Indicador luminoso e notificação áudio para o estado da infusão e eventuais erros.



REF: V003453



Monitor de Infusão Monidor - Inid/cx: 1

Monidrop®

Terapia intravenosa exata para todos os pacientes

IV Screen - Controlo remoto seguro e preciso

- A possibilidade de gestão remota é uma mais valia.
- Esta gestão é possível devido à conexão wireless entre o monitor de infusão Monidrop e o IV Screen que permite a monitorização remota das infusões.
- A utilização do Monidrop é otimizada quando utilizada em conjunto com o IV Screen.

Tratamento melhorado e tempos de resposta mais rápidos.

- O IV Screen poupa tempo e procedimentos adicionais aos profissionais de saúde, uma vez que controlo da infusão pode ser realizado de forma remota.
- O profissional de saúde tem uma visibilidade imediata das infusões assistidas pelo Monidrop e recebe as notificações remotamente.
- Para além de melhorar a segurança do paciente, aumenta o seu conforto para escutar menos alarmes, especialmente durante a

Melhor gestão do paciente e tempos de resposta mais rápidos.

Abrangente:

O ecrã IV mostra o estado de todas as infusões nas enfermarias do hospital.


Eficiente:

Poupa tempo aos enfermeiros, uma vez que podem monitorizar todas as infusões remotamente.

Menos alarmes:

As notificações são fornecidas remotamente o que é especialmente benéfico durante a noite.

IV Screen Monitor - Inid/cx: 1



REF: V004456-1

COMO FUNCIONA

Coloque o Monidrop® no Sistema de infusão e ajuste a velocidade de gota pretendida com o roller clamp ou regulador de fluxo



Com o IV Screen™ ou a aplicação móvel, pode numerar o dispositivo de acordo com a localização do paciente. Pode também configurar notificações sobre a quantidade e a duração de fluido a administrar.



Todos os dispositivos são visualizados no mesmo ecrã.

FABRICANTE:

MONIDOR

Monidor Oy (Ltd)
Elektronikkatie 3
90590 Oulu, FINLAND
+358 10 340 7160 | info@monidor.com

