




SPIROSAFE®

TRANSDUTOR DE FLUXO DESCARTÁVEL

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



SPIROSAFE®

TRANSDUTOR DE FLUXO DESCARTÁVEL

- SEM FILTROS, SEM ESTERILIZAÇÃO
- SEGURANÇA PARA O PACIENTE
- RENTÁVEL E ECOLÓGICO
- SISTEMA DE FÁCIL CONEXÃO

O TRANSDUTOR DE FLUXO MEDIKRO® SPIROSAFE É UM PNEUMOCÓMETRO DESCARTÁVEL.

COM O SPIROSAFE NÃO SÃO NECESSÁRIOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, FILTROS BACTERIANOS OU BOCAIS DE CARTÃO ADICIONAIS.

CADA TRANSDUTOR DE FLUXO É VERIFICADO INDIVIDUALMENTE PARA UMA TOTAL PRECISÃO.

O SPIROSAFE É PROJETADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA, IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

SPIROSAFE AJUDA A PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE ATÉ 78% MENOS RESÍDUOS DO QUE OS FILTROS BACTERIANOS NORMAIS.

OS TRANSDUTORES DE FLUXO DESCARTÁVEIS MEDIKRO® SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO E PODEM SER ELIMINADOS POR INCINERAÇÃO SEM PRODUZIR EMISSÕES TÓXICAS.



CARACTERÍSTICAS:

SISTEMA TWIST-TO-CONNECT, FÁCIL DE USAR

MEDIKRO TWIST-TO-CONNECT ASSEGURA QUE A CONEXÃO E DESCONEXÃO DOS TRANSDUTORES DE FLUXO SPIROSAFE TAREFA FÁCIL E RÁPIDA.

REF: M9256-SP-90 – SPIROSAFE
(CAIXA 90 UNIDADES)

CDM: Z4175900
NPDM: Z12150185

SEGURANÇA PARA OS PACIENTES:

OS TRANSDUTORES DE FLUXO SPIROSAFE PROPORCIONAM UM CONTROLO SEGURO DAS INFEÇÕES. O AR EXPIRADO NÃO PENETRA NO TUBO DE PRESSÃO NEM NO DISPOSITIVO, O QUE EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES E PROTEGE O ESPIRÔMETRO.

RENTÁVEL:

MEDIKRO SPIROSAFE PODE SER SUBSTITUÍDO EM SEGUNDOS. O SISTEMA COMPLETO ESTARÁ IMEDIATAMENTE LIMPO E PRONTO PARA O PACIENTE SEGUINTE.



SPIROSAFE®

TRANSDUTOR DE FLUXO DESCARTÁVEL

SEM FILTROS, SEM ESTERILIZAÇÃO:

COM OS TRANSDUTORES DE FLUXO PODE PRESCINDIR-SE DOS FILTROS BACTERIANOS E DA ESTERILIZAÇÃO.

TECNOLOGIA TCV:

O TUBO DE CONTROLO DA VIBRAÇÃO (TCV) ANULA O RUÍDO DO SINAL PROVOCADO PELO PACIENTE E O MOVIMENTO DO TUBO, ESTABILIZANDO ASSIM O SINAL E MELHORANDO A QUALIDADE GERAL DA ESPIROMETRIA.



FORNECEDOR:



KELLOLAHDENTIE 27, FI-70460 KUOPIO, FINLANDIA
APDO. DE CORREOS 54, FI-70101, KUOPIO, FINLANDIA
+358 44 777 7002 | +358 17 283 3300
SALES@MEDIKRO.COM | WWW.MEDIKRO.COM

CE ISO ISO
0537 9001 13485