

Acessórios Medikro® Filtro Bacteriano e viral



REF: Medikro M9293 - Filtro Bacteriano e viral
CDM: 7382387
NPDM: Z12150185

- Uso único
- Encaixe excelente, não necessita de adaptador
- Em conformidade com a recomendação ATS/ERS
- Proteção para os profissionais de saúde

REF: M9293

O Filtro Bacteriano e Viral Medikro está em conformidade com os requisitos de exatidão e precisão descritos na norma ISO 26783 e nas recomendações ATS/ERS para testes de espirometria.

Especificamente desenhado para funcionar com os transdutores de fluxo Medikro SpiroSafe o filtro é um ajuste perfeito para o Sistema de Espirometria Medikro.

Os Filtros Bacterianos e Virais da Medikro protegem os utilizadores dos testes de espirometria, os transdutores de fluxo Medikro SpiroSafe protegem os pacientes da contaminação cruzada.

É de uso único e como tal, elimina a necessidade de desinfeção e esterilização, e facilita o rendimento máximo do paciente.



REF: M9293-100 - 100uni. Medikro M9293
CDM: 7382387
NPDM: Z12150185

Informação Encomenda:

REF: M9293 - Filtro Bacteriano e Viral
Filtro Bacteriano embalagem individual

Conteúdo:

- 100 unid.de M9293 (2 cx c/50un)

REF: M9293-100

Acessórios Medikro® Filtro Bacteriano e viral

Pack de consumíveis prontos a usar:



REF: M9256-KIT01
CDM: 73823392
NPDM: Z12150185

Kit de estudo de espirometria 01

Simplifique o seu trabalho com este kit de estudo pronto para usar. Higiénico e fácil de usar com consumíveis de uso único.

Este kit inclui:

- 100 unid M9256 Transdutor de Fluxo SpiroSafe
- 100 unid M9293 Filtro Bacteriano e Viral
- 100 unid M9227 Clip Nasal

REF: M9256-KIT01



REF: M9256-KIT02
CDM: 73823422
NPDM: Z12150185

Kit de estudo de espirometria Kit 02

Simplifique o seu trabalho com este kit de estudo pronto para usar. Higiénico e fácil de usar com consumíveis de uso único.

Este kit inclui:

- 100 unid M9256 Transdutor de Fluxo SpiroSafe
- 100 unid M9293 Filtro Bacteriano e Viral

REF: M9256-KIT02

Acessórios Medikro® Tubo de Pressão

O tubo de pressão é a ligação pneumática entre o transdutor de fluxo Spirosafe e o sensor de espirometria Medikro/Sensor de pressão.

Ao implementar a tecnologia de controlo de vibração Medikro, o tubo de pressão aperfeiçoa e estabiliza a qualidade do sinal de teste recolhido, melhorando assim a qualidade global da espirometria.

O tubo de pressão é também o transportador da tecnologia Medikro, que faz anexar e remover o tubo de pressão do espirómetro e do transdutor de fluxo Spirosafe, a partir do tubo de pressão rápida e fácil, garantindo ao mesmo tempo uma ligação fiável e segura.

Não é necessária a esterilização do tubo de pressão. Geralmente, o tubo de pressão deve ser substituído após cada 300 pacientes ou pelo menos a cada três meses e/ou sempre que a sua superfície exterior se torne visivelmente suja.



REF: M9264-200 - Tubo de pressão Medikro com suporte
- 200uni/cx

REF: M264 - Tubo de pressão Medikro - 1uni/cx

CDM: 60798750
NPDM: Z12150185

FABRICANTE:



Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finlandia

Apdo. de correos 54, FI-70101, Kuopio, Finlandia

+358 44 777 7002 | +358 17 283 3300

sales@medikro.com | www.medikro.com

CE ISO ISO
0537 9001 13485