



PMH-03P-02F REV.01



PREVESCAR REFORÇADO C/ESPUMA

PR-350F

FL-061 REV.001 | Data:18/08/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



PREVESCAR REFORÇADO C/ESPUMA

PR-350F

MATERIAL PARE PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR DECÚBITO:

NO MOMENTO DE AVALIAR UM SISTEMA QUE PREVINA A FORMAÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO CORPO QUE PRECISE DE UM APOIO PROLONGADO, UMA TÉCNICA QUE PERMITE ELEVADA SEGURANÇA NOS RESULTADOS É A MEDIDA DA PRESSÃO TRANSCUTÂNEA DE OXIGÉNIO (TCPO2). O VALOR DESTA PRESSÃO QUANDO NÃO EXISTE APOIO OU PRESSÃO BASAL (POR OUTRAS PALAVRAS, A PRESSÃO DADA PELO AR A UMA ALTITUDE DE 0M) É DE 67MMHG.

ESTE PRODUTO POSSUI UM ALMOFADADO QUE O TORNA ESPECIALMENTE EFICAZ, UMA VEZ QUE PERMITE UMA DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO DE O2 EXERCIDA SOBRE O COLCHÃO DE MODO A QUE A TCPO2 NÃO DIMINUIA COM O TEMPO ABAIXO DE 48% DA PRESSÃO BASAL, O QUE CORRESPONDE A 32MMHG. NÍVEL DEFINIDO COMO LIMITE INFERIOR DOS PROTOCOLOS ATUAIS.

- CAPA EXTERIOR EM VELOUR DE 60G/M² DE EXTRAORDINÁRIA RESISTÊNCIA À FRICÇÃO.
- ALMOFADADO EM FOAM (ESPUMA) DE 20MM DE ESPESSURA.
- SISTEMA DE SUJEIÇÃO COM FITAS E VELCRO PARA EVITAR QUE SE DESLOQUE DURANTE O USO.
- CAPA INTERIOR DE CONTACTO COM A PELE EM POLIÉSTER SUAVE, MUITO FRESCO E ABSORVENTE COM CERTIFICAÇÃO ANTIALÉRGICA.
- FABRICADO COM ULTRASSONS, ISENTO DE COSTURAS, EVITA O APARECIMENTO DE ESCARAS POR FRICÇÃO NAS LIGADURAS.



REF: PR-350F - PREVESCAR
REFORÇADO - UNI./CX: 20
CDM: 31945643
NPDM: V0804



FORNECEDOR:

2miil
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59