



PMH-03P-02F REV.01



# PREVESCAR BOTA

PR-200, PR-200 TNT

FL-071 REV.00 | Data: 11/09/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | [www.pmh.pt](http://www.pmh.pt) | [info@pmh.pt](mailto:info@pmh.pt)



# PREVESCAR BOTA

*PR-200, PR-200 TNT*

## PREVESCAR BOTA:

- SISTEMA DE FECHO COM FITA E VELCRO.
- O TORNOZELO É ENVOLVIDO COM UMA EXCELENTE SUJEIÇÃO.
- FABRICADO COM ULTRASSONS, ISENTO DE COSTURAS, EVITA O APARECIMENTO DE ESCARAS POR FRICÇÃO NAS LIGADURAS.
- CAPA INTERIOR DE CONTACTO EM TNT SUAVÍSSIMO, MUITO FRESCO E ABSORVENTE.

(1) O PRODUTO PREVESCAR TNT, TEM UM VÉU EM TNT, (TECIDO NÃO TECIDO) DE 35G/M<sup>2</sup>.

## MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR DECÚBITO:

NO MOMENTO DE AVALIAR UM SISTEMA QUE PREVINA A FORMAÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO CORPO QUE PRECISE DE UM APOIO PROLONGADO, UMA TÉCNICA QUE PERMITE ELEVADA SEGURANÇA NOS RESULTADOS É A MEDIDA DA PRESSÃO TRANSCUTÂNEA DE OXIGÉNIO (TCPO<sub>2</sub>). O VALOR DESTA PRESSÃO QUANDO NÃO EXISTE APOIO OU PRESSÃO BASAL (POR OUTRAS PALAVRAS, A PRESSÃO DADA PELO AR A UMA ALTITUDE DE 0M) É DE 67MMHG.

ESTE PRODUTO POSSUI UM ALMOFADADO QUE O TORNA ESPECIALMENTE EFICAZ, UMA VEZ QUE PERMITE UMA DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO DE O<sub>2</sub> EXERCIDA SOBRE O COLCHÃO DE MODO A QUE A TCPO<sub>2</sub> NÃO DIMINUIA COM O TEMPO ABAIXO DE 48% DA PRESSÃO BASAL, O QUE CORRESPONDE A 32MMHG. NÍVEL DEFINIDO COMO LIMITE INFERIOR DOS PROTOCOLOS ATUAIS.

REF: PR-200 - UNI./CX: 40 - CDM: 31945627

REF: PR-200 TNT - UNI./CX: 50 - CDM: 56140720

NPDM: V0804



FORNECEDOR:

**2miil**  
MEDICAL DEVICES

2MIIL ARTESANÍA SANITARIA, S.L.  
C/ TALLERES N31, POL. IND. 28430, ALPEDRETE, MADRID  
WWW.2MIIL.COM | 2MIIL@2MIIL.COM  
TLF: (+34) 91 630 92 08 | FAX: (+34) 91 279 36 59