



PRODUTOS SISTEMA CSTD

CÁTALOGO PRODUTOS

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



PRODUTOS CSTD

CLOSED SYSTEMS TRANSFER DEVICES

“GARANTIR O MANUSEAMENTO SEGURO DE MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIA COM EQUIPAMENTOS AVANÇADOS.”

A EXPOSIÇÃO PROLONGADA A MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIA APRESENTA RISCOS PARA A SAÚDE, NÃO APENAS PARA OS PACIENTES, MAS TAMBÉM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA SUA PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO. É FUNDAMENTAL TOMAR PRECAUÇÕES CONTRA ESTES POTENCIAIS PERIGOS.

OS SISTEMAS FECHADOS FORAM PROJETADOS ESPECIFICAMENTE PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS EFEITOS ADVERSOS DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE TÓXICOS. TENDO COMO PRINCIPAL FUNÇÃO, GARANTIR A RETENÇÃO DESSES MEDICAMENTOS.

A INCLUSÃO DE UM PERFURADOR NUM FIXADOR DE FRASCOS DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL. ESTA CARACTERÍSTICA GARANTE QUE, MESMO EM CASO DE ACIDENTE, NÃO HAVERÁ DERRAME DE MEDICAMENTO. COMO RESULTADO, REDUZ DRASTICAMENTE A PROBABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENTRAREM EM CONTACTO DIRETO COM O MEDICAMENTO, PREVENINDO POTENCIAIS CONTAMINAÇÕES.

OS SISTEMAS DE PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE CITOSTÁTICOS DA PMH SÃO UMA GAMA DIVERSIFICADA DE PRODUTOS, SENDO CADA UM PROJETADO PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E ADAPTABILIDADE DO SISTEMA.






806.4373 - VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®

- PERMITE O USO DE UM SISTEMA FECHADO E CONEXÃO SEGURA.
- COMPATÍVEL COM VÁLVULA QUICK GEN2.
- ADAPTAÇÃO PROTEGIDA EVITANDO CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL.
- FÁCIL DESCONEXÃO, SEM NECESSIDADE DE ROTAÇÃO: PREVENÇÃO DE TENDINITES.
- CDM: 74572059
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.4372 - VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®

- TIPO DE PRESSÃO: NEUTRA
- VOLUME RESIDUAL: 0,016ML
- CONTÉM LÁTEX: NÃO
- CONTÉM METAL: NÃO
- FLUIDO RESIDUAL EXTERNO NA DESCONEXÃO: MÍNIMO
- SEQUÊNCIA DE FIXAÇÃO: NÃO NECESSÁRIA
- TAXA DE FLUXO: 100 ML/MIN
- PRESSÃO DE RETORNO: 50PSI
- PESO: 0,6 G
- COMPRIMENTO: 26,50 MM
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL E LÍPIDOS
- CDM: 74572067
- UNIDADES POR CAIXA: 200





PRODUTOS SISTEMA FECHADO

VÁLVULA QUICK LOCK® E VÁLVULA GEN 2®

803.4512 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM VÁLVULA GEN 2®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4513 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM VÁLVULA GEN 2®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4514 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM VÁLVULA GEN 2®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4515 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL, COM VÁLVULA GEN 2®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**309.4402 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM
VÁLVULA GEN 2®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4391 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM
VÁLVULA GEN 2®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4403 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM
VÁLVULA GEN 2®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4367 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL,
COM VÁLVULA GEN 2®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





309.4366 - MINI PERFURADOR BICANAL COM FILTRO E VÁLVULA GEN 2®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



309.4704 - PERFURADOR BICANAL COM FILTRO E VÁLVULA GEN 2®

- PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4369 - PERFURADOR MONOCANAL COM VÁLVULA GEN 2®

- PERFURADOR MONOCANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL GEN 2®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**806.4660 - SERINGA LUER LOCK 50ML
OPACA COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 50ML OPACA
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®



**806.4659 - SERINGA LUER LOCK 50ML
COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 50ML
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®



**806.4658 - SERINGA LUER LOCK 20ML
COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 20ML
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®



**806.4657 - SERINGA LUER LOCK 10ML
COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 10ML
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®





**806.4656 - SERINGA LUER LOCK 5ML
COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 5ML
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®



**806.4655 - SERINGA LUER LOCK 3ML
COM VÁLVULA QUICK LOCK®**

- SERINGA LUER LOCK 3ML
- VÁLVULA BIDIRECIONAL QUICK LOCK®





PRODUTOS PROCEDIMENTO FECHADO VÁLVULA CARESAFE®

803.4516 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4517 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4518 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4519 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL, COM VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**309.4706 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM
VÁLVULA CARESAFE® OPACA**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4705 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM
VÁLVULA CARESAFE® OPACA**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4561 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM
VÁLVULA CARESAFE® OPACA**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4537 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL,
COM VÁLVULA CARESAFE® OPACA**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE® OPACA
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





803.4707 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM VÁLVULA CARESAFE®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4708 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM VÁLVULA CARESAFE®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4709 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM VÁLVULA CARESAFE®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4713 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL, COM VÁLVULA CARESAFE®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**309.4710 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM
VÁLVULA CARESAFE®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4711 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM
VÁLVULA CARESAFE®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4712 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM
VÁLVULA CARESAFE®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4714 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL,
COM VÁLVULA CARESAFE®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**803.4418 - PERFURADOR BICANAL COM
AREJADOR, COM VÁLVULA CARESAFE®**

- PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- AREJADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**803.4522 - MINI PERFURADOR BICANAL COM
AREJADOR, COM VÁLVULA CARESAFE®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- AREJADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL CARESAFE®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





806.4409 - VÁLVULA CARESAFE®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM. ATIVAÇÃO LUER OU LUER LOCK COM SEPTO DIVIDIDO;
- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA;
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E ONCOLOGIA;
- COMPATÍVEL COM LÍPIDOS, ÁLCOOL, CLOROHXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RMN.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: 0,016ML
- Nº DE ATIVAÇÕES: 7DIAS/600 ATIVAÇÕES
- CDM: 75476541
- UNIDADES POR CAIXA: 200



806.4467 - VÁLVULA CARESAFE® OPACA

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM. ATIVAÇÃO LUER OU LUER LOCK COM SEPTO DIVIDIDO;
- VEDAÇÃO PLANA FECHADA QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA MICROBIANA;
- A VÁLVULA ESTÁ ABERTA DURANTE A ASPIRAÇÃO OU DURANTE A INFUSÃO, E FECHA QUANDO É SEPARADA DO DISPOSITIVO DE INFUSÃO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- ADEQUADO PARA INFUSÕES DE TPN, SANGUE E ONCOLOGIA;
- COMPATÍVEL COM LÍPIDOS, ÁLCOOL, CLOROHXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RMN.
- ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 110-150ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: 0,016ML
- Nº DE ATIVAÇÕES: 7DIAS/600 ATIVAÇÕES
- CDM: AGUARDA
- UNIDADES POR CAIXA: 200





PRODUTOS PROCEDIMENTO FECHADO VÁLVULA NEUTROVAL®

803.4715 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4716 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4717 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.4718 - MINI PERFURADOR COM MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS, COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- RESERVATÓRIO DE MEMBRANA PARA RETENÇÃO DE GASES VOLÁTEIS
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





**309.4419 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 13MM, COM
VÁLVULA NEUTROVAL®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 13 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4392 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 20MM, COM
VÁLVULA NEUTROVAL®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 20 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.4719 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS 32MM, COM
VÁLVULA NEUTROVAL®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS DE 32 MM
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



**309.3654 - MINI PERFURADOR COM FILTRO,
COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL,
COM VÁLVULA NEUTROVAL®**

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 μm
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





309.2620 - MINI PERFURADOR BICANAL COM FILTRO, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



309.1992 - PERFURADOR BICANAL COM FILTRO, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- FILTRO 0,2 µm
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.2428 - MINI PERFURADOR BICANAL COM AREJADOR, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- AREJADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.0659 - PERFURADOR BICANAL COM AREJADOR, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- AREJADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA





803.3663 - MINI PERFURADOR COM AREJADOR, COM FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL, COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- MINI PERFURADOR BICANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- AREJADOR
- FIXADOR PARA FRASCOS UNIVERSAL
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



803.2457 - PERFURADOR MONOCANAL COM VÁLVULA NEUTROVAL®

- PERFURADOR MONOCANAL
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PERFURADOR
- VÁLVULA BIDIRECIONAL NEUTROVAL®
- TAMPA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA



806.2897 - VÁLVULA NEUTROVAL®

- VÁLVULA DE TECNOLOGIA SPLIT-SEPTUM
- ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO, ESTA MEMBRANA DEVE SER DESCONTAMINADA COM ÁLCOOL A 70% OU CLOROEXIDINA.
- INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
- BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS EM USO PROLONGADO;
- SIMPLES MANUSEIO E ACESSO FÁCIL - LUER LOCK E LUER SLIP;
- COMPATÍVEL COM ÁLCOOL, LÍPIDOS, CLOROHEXIDINA E CITOSTÁTICOS;
- COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SANGUE.
- TIPO DE PRESSÃO PRESSÃO: NEUTRA
- TAXA DE FLUXO: 165ML/MIN
- VALOR RESIDUAL: <0.04ML
- PRESSÃO MÁXIMA: 27.58 BAR
- Nº ATIVAÇÕES: 7 DIAS / 700 ATIVAÇÕES
- CDM: 88946738
- UNIDADES POR CAIXA: 200





ACESSÓRIOS PROCEDIMENTO FECHADO

804.3976 - ADAPTADOR FÊMEA FÊMEA

- CONECTOR LUER LOCK FÊMEA / FÊMEA
- 2 TAMPAS BRANCAS DE PROTEÇÃO PARA CONECTORES FÊMEAS
- CDM: 56153910
- UNIDADES POR CAIXA: 250

