



PMH

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES



MONITOR 7 POLEGADAS

Referência:

BTN-001

Descrição

Monitor de 7
polegadas

Indicações

Observar as vias
respiratórias com
máscara laríngea



DESCRIÇÃO GERAL:

Fabricante

Botennuo technology (Shenzhen)co.,Ltd
No.201, 67 Baigehu Road, Zhangkengjing Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen

Descrição Geral do produto:

Este dispositivo permite que o trato respiratório seja observado com grande precisão através da máscara laríngea Vision mask, graças ao ecrã HD de 7 polegadas. Possui um equipamento de refrigeração autónomo que permite que a câmara não sobreaqueça

Características gerais

Peso (g) : 0,160
Polegadas: 7
Reutilizavel: SIM
Recarregavel: SIM
Bateria: SIM

• Materiais e configuração:

Revestimento: ABS / h-BN
Clip: Hierro
Cobaltato de litio
tarjeta de circuito impreso
Grafito
LiPF6
Cobre
Aluminio
Níquel

• Manuseamento

A bateria não deve ser aberta, destruída ou incinerada, pois pode vazar ou romper e libertar os ingredientes contidos na bateria no meio ambiente. Recipiente hermeticamente fechado.

Não provoque curto-circuito nos terminais, sobrecarregue a bateria ou descarte em fontes de calor.

Não esmague ou perfure a bateria nem mergulhe e mesma em líquido.

• Armazenamento

Armazenar de preferência em local fresco, seco e ventilado, com poucas mudanças de temperatura. Deverá ser evitado o armazenamento em altas temperaturas.

Não coloque a bateria perto de equipamentos de aquecimento nem a exponha à luz solar direta por longos períodos de tempo.



- **Precauções**

A bateria pode explodir ou causar queimaduras se for desmontada, esmagada ou exposta ao fogo ou a altas temperaturas.

Não faça curto-circuito ou instale com polaridade errada.

Evite aquecer acima de 70°C ou incinerar.

Não exponha por um longo período a condições húmidas.

- **Estabilidade**

O produto é estável sob as condições de uso correto do mesmo.

- **Materiais incompatíveis**

Evitar o contacto com agentes oxidantes, ácidos e bases.