

Perfuradores

## **MINI PERFURADOR BICANAL COM FILTRO DE AR ANTI-BACTERIANO E TAMPA DE PROTEÇÃO**

803.2179

### Descrição técnica

Mini perfurador bicanal com filtro de ar anti-bacteriano e tampa de protecção

REFERÊNCIA	803.2179
CLASSE	Classe
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716021791

***A cuidar com excelencia desde 1990***

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico  
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPOSITIVO DE PREPARAÇÃO COM:

TAMPA DE PROTECÇÃO PARA PERFURADOR

MINI PERFURADOR DE FÁCIL PERFURAÇÃO COM BICO DE ÁGUIA, COM CONEXÃO LUER LOCK

AREJADOR COM FILTRO ANTI-BACTERIANO

TAMPA DE PROTECÇÃO LIGADA AO PERFURADOR, COM DISTÂNCIA ADEQUADA PARA MINIMIZAR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

DESIGN ERGONÓMICO E FÁCIL MANUSEAMENTO

MAIOR SEGURANÇA

## PERFURADORES

Outros:	Resistente a lípidos e álcool.
Fluxo	150 ml/min
Nº de activações	Mais de 200 vezes
Volume Purga	0,3ml

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### COMPOSIÇÃO

ABS, PE, PP, PES

ISENTO DE DEHP E FTALATOS

ISENTO DE LÁTEX

### CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 150 DIMENSÕES CAIXA (CM):

COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2 PESO

CAIXA (KG): ± 1,600

### CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

### CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO. APIROGÉNICO. UTILIZAR SÓ SE AS TAMPAS PROTETORAS ESTIVEREM COLOCADAS

### INDICAÇÕES DE USO

TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES

### PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



**WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680**

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES  
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9  
2135-327 SAMORA CORREIA