



# PMH

PRODUTOS  
MÉDICOS  
HOSPITALARES



Prolong. P/ Citostáticos

**LINHA PARA  
PREPARAÇÃO/  
ADMINISTRAÇÃO DE  
CITOSTÁTICOS COM  
PERFURADOR  
MONOCANAL, Y-VÁLVULA  
DE BIOSSEGURANÇA,  
CLAMP, FILTRO  
HIDROFÍLICO 0.2M,**

#### Descrição técnica

Linha para preparação/ administração de citostáticos com perfurador monocal, Y-válvula de biossegurança, clamp, filtro hidrofílico 0,2um, válvula anti-refluxo e tampa com filtro purga

REFERÊNCIA	313.2308
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716023085

**A cuidar com excelencia desde 1990**

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

LINHA PARA PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO COM:

TAMPA PARA PROTECÇÃO DE PERFURADOR

PERFURADOR MONOCANAL DE FÁCIL PERFURAÇÃO NOS SACOS, DESIGN ERGONÓMICO

PONTO DE INJEÇÃO EM Y – VÁLVULA DE BIOSSEGURANÇA, INJEÇÃO/ASPIRAÇÃO COM PONTO DE DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FALATOS E DEHP , TRANSPARENTE 3x4.1mm, 3+25+10cm

CLAMP, PARA CONTROLAR O DÉBITO (ABERTO/FECHADO)

FILTRO 0,2µM – COMPATÍVEL COM CITOSTÁTICOS

- O filtro IV adulto Speedflow® é particularmente indicado para filtração de bactérias –

Terapia IV -Quimioterapia -Antibioterapia

LUER LOCK COM VÁLVULA ANTI-RETORNO

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK COM FILTRO PURGA.

TAMPA DE PROTECÇÃO VERMELHA DA VÁLVULA EM Y EM SEPARADO, PARA COLOCAÇÃO APÓS PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO

## PROLONGAMENTOS PARA CITOSTÁTICOS

Volume Purga	0,3ml
Nº de activações	Mais de 200 vezes
Outros:	Resistente a lípidos e álcool.

PRESSÃO DE ABERTURA	? 12mbar
FLUXO	? 100ml/min
RESISTÊNCIA PRESSÃO MÁX	8 bar
POSIÇÃO ESTÁTICA	Fechada

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### COMPOSIÇÃO

ABS, PE, PP, PVC, TERLUX, MABS, SAN  
ISENTO DE DEHP E FTALATOS  
ISENTO DE LÁTEX

### CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 100  
DIMENSÕES CAIXA (CM):  
COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 22,5  
PESO CAIXA (KG): ± 1,350

### CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

### CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO.

### INDICAÇÕES DE USO

PREPARAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM VÁLVULA DE BIOSEGURANÇA E VÁLVULA ANTI-RETORNO

### PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



**WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680**

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES  
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9  
2135-327 SAMORA CORREIA