



# PMH

PRODUTOS  
MÉDICOS  
HOSPITALARES



Filtros

## PROLONGAMENTO DE 10CM COM FILTRO 1.2M, LUER LOCK M/F - PEDIÁTRICO/NEONATAL

309.1593

### Descrição técnica

Prolongamento de 10cm com filtro 1,2m,  
Luer Lock M/F – PEDIÁTRICO/NEONATAL

REFERÊNCIA	309.1593
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716015936

**A cuidar com excelência desde 1990**

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico  
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROLONGAMENTO COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO COM:

TAMPA DE PROTECÇÃO DE LUER FÊMEA;

LUER FÊMEA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS 1 x2,5mm, TRANSPARENTE, 5+5cm;

CLAMP PARA CONTROLO DE FECHO

FILTRO PEDIÁTRICO/NEONATAL 1,2?M – COMPATÍVEL COM LÍPIDOS

- O filtro IV Baby Speedflow® é particularmente indicado para filtração de lípidos e outros nutrientes

LUER LOCK MACHO

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK

## PROLONGAMENTOS

Débito mínimo a 80 cm de coluna de água	32ml/min
Volume de purga	2.3ml
Temperatura máxima	55°C
Porosidade	0,2 ?m
Área de filtração hidrofílica	10cm <sup>2</sup>
Retenção bacteriana	Incluindo: Brevundimonas diminuta
Pressão máxima em funcionamento	3.2 bar (46,4psi)
Compatibilidade com:	5Fu, Anfotericina B, Bupivacaína HCL, Dobutamina HCL, Dopamina HCL, Piperacilina de Sódio, Insulina, Paclitaxel (Taxol), Lidocaína HCL, Nitroglicerina, Citrato de Sódio

FLUXO	? 100ml/min
PRESSÃO DE ABERTURA	? 12mbar
POSIÇÃO ESTÁTICA	Fechada
RESISTÊNCIA PRESSÃO MÁX	8 bar

# INFORMAÇÕES ADICIONAIS

## COMPOSIÇÃO

FILTRO 1,2 µM

- MEMBRANA HIDROFÍLICA HI-FLO PES 1,2
- INVÓLUCRO ACRÍLICO TRANSPARENTE – RESISTENTE A LÍPIDOS
- PVC, ABS, MBS, PP, PE BD ALCUDIA
- ISENTO DE DEHP E FTALATOS
- ISENTO DE LÁTEX

## CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 200 DIMENSÕES CAIXA (CM):

COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2 PESO

CAIXA (KG): ± 1,600

## CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

## CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

PARA UM MAIS RÁPIDO PROCEDIMENTO DE PURGA, MANTER O FILTRO NA POSIÇÃO VERTICAL A SETA VOLTADA PARA CIMA. DESTE MODO, O FILTRO IRÁ ELIMINAR O AR RAPIDAMENTE. APÓS A PURGA ESTAR CONCLUÍDA O FILTRO PODERÁ FUNCIONAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ESTÉRIL DESDE QUE NÃO

## INDICAÇÕES DE USO

FILTRO PEDIÁTRICO/NEONATAL 1,2µM PARA FILTRAÇÃO DE LÍPIDOS E OUTROS NUTRIENTES

## PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



**WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680**

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES  
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9  
2135-327 SAMORA CORREIA