




PMH

PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES



Sist. de Drenagem

CONJUNTO PARA A PUNÇÃO DA CAVIDADE PLEURAL COM TORNEIRA

701.0531

Descrição técnica

| | |
|--------------|---------------|
| REFERÊNCIA | 701.0531 |
| CLASSE | Classe I |
| ESTERILIDADE | ESTÉRIL |
| EAN | 5607716005319 |

A cuidar com excelência desde 1990

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto para punção com:

Tampa proteção luer

Luer Lock móvel, maior adaptabilidade

Tubo isento de ftalatos e DEHP, transparente, 3x4,1mm, 50cm

Torneira 3 vias com controlo de vias azul e setas de identificação do fluxo e corpo transparente, rotação de 360°, conectores de acordo com ISO594-2. Superfícies arredondadas para evitar lesões.

Resistente a lípidos e TAXOL durante 24 h

Luer lock fixo

Tubo em PVC isento de ftalatos e DEHP, transparente, 5.5x7.10mm, 90cm

Saco PVC de 2000ml, com escala aproximada azul

Válvula anti-retorno – Maior segurança durante a utilização e manuseamento

Torneira de descarga

SISTEMAS DE DRENAGEM

| | |
|---------------------------|--------|
| Contra pressão (activada) | 45 Psi |
| Nº máx. activações | 200 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

PVC, MAKROLON + HDPE, ABS, PP, LDPE
ISENTO DE DEHP E FTALATOS
ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 40
DIMENSÕES CAIXA (CM):
COMPRIMENTO 59 / LARGURA 39 / ALTURA 22,5
PESO
CAIXA (KG): $\pm 4,700$

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA DUPLA EM PEEL PACK, ESTÉRIL-
ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA
REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE
LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086,
INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO.

INDICAÇÕES DE USO

CONJUNTO PARA A PUNÇÃO DA CAVIDADE PLEURAL COM
TORNEIRA

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA