



PMH

PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES



Filtros

PROLONGAMENTO COM FILTRO 1,2M LL M/F

Tubo 5 + 5cm

Descrição técnica

Prolongamento de 10cm com filtro 1,2m,
Luer Lock M/F

REFERÊNCIA	309.0485
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716004855

A cuidar com excelência desde 1990

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PROLONGAMENTO COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO COM:

TAMPA DE PROTECÇÃO DE LUER FÊMEA;

LUER FÊMEA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS 3 x4.1mm, TRANSPARENTE, 5+5cm;

CLAMP PARA CONTROLO DE FECHO

FILTRO 1,2?M – COMPATÍVEL COM LÍPIDOS

- O filtro IV adulto Speedflow® é particularmente indicado para filtração de lípidos e outros nutrientes

LUER LOCK MACHO

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK

PROLONGAMENTOS

Pressão máxima em funcionamento	5.2 bar (75,4psi)
Retenção bacteriana	Incluindo: Brevundimonas diminuta
Porosidade	0,2 ?m
Volume de purga	0.35ml
Área de filtração hidrofílica	1.45cm ²
Testes realizados com:	Piperacilina de Sódio, Insulina, Paclitaxel (Taxol), Lidocaine HCL, Nitroglicerina, Citrato de Sódio
Temperatura máxima	55°C

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

FILTRO 1,2 µM

- MEMBRANA HIDROFÍLICA HI-FLO PES 1,2
- MEMBRANA HIDROFÓBICA EM PTFE 0.03M
- INVÓLUCRO ACRÍLICO TRANSPARENTE – RESISTENTE A LÍPIDOS

PVC, ABS, MBS, PP, PE BD ALCUDIA

ISENTO DE DEHP E FTALATOS

ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 100 DIMENSÕES CAIXA (CM):

COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2 PESO

CAIXA (KG): ± 1,600

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

PARA UM MAIS RÁPIDO PROCEDIMENTO DE PURGA, MANTER O FILTRO NA POSIÇÃO VERTICAL A SETA VOLTADA PARA CIMA. DESTE MODO, O FILTRO IRÁ ELIMINAR O AR RAPIDAMENTE. APÓS A PURGA ESTAR CONCLUÍDA O FILTRO PODERÁ FUNCIONAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ESTÉRIL DESDE QUE NÃO

INDICAÇÕES DE USO

FILTRO 1,2µM PARA FILTRAÇÃO DE LÍPIDOS E OUTROS NUTRIENTES

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA