



PMH

PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES



Filtros

PROLONGAMENTO DE 10CM COM FILTRO 0.2M, LUER LOCK M/F

309.0484

Descrição técnica

Prolongamento de 10cm com filtro 0,2m,
Luer Lock M/F

REFERÊNCIA	309.0484
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716004848

A cuidar com excelencia desde 1990

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PROLONGAMENTO COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO COM:

TAMPA DE PROTECÇÃO DE LUER FÊMEA;

LUER FÊMEA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS 3 x4.1mm, TRANSPARENTE, 5+5cm;

CLAMP PARA CONTROLO DE FECHO

FILTRO 0,2?M – COMPATÍVEL COM CITOSTÁTICOS

- O filtro IV adulto Speedflow® é particularmente indicado para filtração de bactérias –

Terapia IV -Quimioterapia -Antibioterapia

LUER LOCK MACHO

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK

PROLONGAMENTOS

Temperatura máxima	55°C
Retenção bacteriana	Incluindo: Cândida Albicans
Área de filtração hidrofílica	10cm ²
Porosidade	1,2 ?m
Testes realizados com:	Lípidos e outros nutrientes
Pressão máxima em funcionamento	3.2 bar (46,4psi)
Volume de purga	2.3ml

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

FILTRO 0,2 µM

- MEMBRANA HIDROFÍLICA HI-FLO PES 0,2
- MEMBRANA HIDROFÓBICA EM PTFE 0.03M
- INVÓLUCRO ACRÍLICO TRANSPARENTE – RESISTENTE A LÍPIDOS

PVC, ABS, MBS, PP, PE BD ALCUDIA

ISENTO DE DEHP E FTALATOS

ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 100 DIMENSÕES CAIXA (CM):

COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2 PESO

CAIXA (KG): ± 1,600

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

PARA UM MAIS RÁPIDO PROCEDIMENTO DE PURGA, MANTER O FILTRO NA POSIÇÃO VERTICAL A SETA VOLTADA PARA CIMA. DESTE MODO, O FILTRO IRÁ ELIMINAR O AR RAPIDAMENTE. APÓS A PURGA ESTAR CONCLUÍDA O FILTRO PODERÁ FUNCIONAR EM QUALQUER POSIÇÃO. ESTÉRIL DESDE QUE NÃO

INDICAÇÕES DE USO

FILTRO 0,2µM PARA FILTRAÇÃO DE BACTÉRIAS

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA