



PMH

PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES



Válvulas

VÁLVULA ANTI REFLUXO PARA INJEÇÃO SEM AGULHA E TAMPAS DE PROTEÇÃO

806.0677

Descrição técnica

Válvula anti refluxo para injeção sem agulha e tampas de proteção

| | |
|--------------|---------------|
| REFERÊNCIA | 806.0677 |
| CLASSE | Classe |
| ESTERILIDADE | ESTÉRIL |
| EAN | 5607716006774 |

A cuidar com excelencia desde 1990

na investigação e desenvolvimento de produtos médico hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÁLVULA ANTI-RETORNO- INJEÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO SEM AGULHA;
TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK MACHO;
TAMPA DE PROTECÇÃO LUER FÊMEA AZUL
COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

VÁLVULAS

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Deslocamento Neutro | 0 ml |
| Espaço Morto ou Volume residual | 0,04ml |
| Pressão Max. | 400 Psi |
| Fluxo por gravidade | 165 ml/min |
| Contra pressão | 75 Psi |
| Nº máx. ativações | 600 |
| Máx. de tempo de activação (contínuo) | 7 dias |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPOSIÇÃO

SAN LURAN, PP. PE
ISENTO DE DEHP E FTALATOS
ISENTO DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

UNIDADES/CAIXA: 200
DIMENSÕES CAIXA (CM):
COMPRIMENTO 39 / LARGURA 29,5 / ALTURA 11,2
PESO CAIXA (KG): ± 1

CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE -5°C E 30°C

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


ESTÉRIL DESDE QUE NÃO ABERTO, NEM DANIFICADO.

INDICAÇÕES DE USO

ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES COM VÁLVULA

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS



WWW.PMH.PT | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9
2135-327 SAMORA CORREIA