


Bombas Elastoméricas com fluxo variável

Smartez Pump® - permitindo o que mais importa

Terapia de Infusão



1. Entrada de enchimento
2. Tampa entrada de enchimento
3. SMARTeZ Pump
4. Clamp ON/OFF
5. Filtro de ar e partículas
6. Prolongamento para administração isento de PVC e DEHP
7. JustONE PCA — Seletor de fluxo e de bólus num único dispositivo
8. Etiqueta - Volume enchimento e duração da infusão
9. Etiqueta - taxas de fluxo e volumes de bolus selecionáveis

Características:

- A SMARTeZ Pump com JustONE PCA incorpora um dispositivo de bólus.
- O dispositivo administra uma infusão contínua selecionável (basal) e permite a administração de bólus fixos de acordo com as indicações do paciente / profissional de saúde.
- O reservatório da bomba é idêntico ao da bomba elastomérica Smartez, com um balão de revestimento multicamada para enchimento com drogas ou fluídos para infusão.
- O dispositivo exerce uma pressão mecânica administrando o seu conteúdo através do orifício do prolongamento a uma taxa de fluxo pré determinada.
- O dispositivo é estéril na sua totalidade e concebido para uso único.

Bombas Elastoméricas com fluxo variável

Basal selecionável + Infusão bólus






Tabela de enchimento JUSTONE PCA



Bombas Elastoméricas com fluxo variável

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
Sistema completo - 10uni/cx	
485010	Bomba Elastomérica 100ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485020	Bomba Elastomérica 270ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4)
485030	Bomba Elastomérica 400ml c/PCA (Tx Fluxo 1/2/3/4) apenas Soft Shell
485040	Bomba Elastomérica 100ml c/PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485040H	Bomba Elastomérica 100ml Rígida c/PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485050	Bomba Elastomérica 270ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8)
485060	Bomba Elastomérica 400ml c/ PCA (Tx Fluxo 2/4/6/8) apenas Soft Shell

Com Bólus (Sem Seletor de Fluxo) - 10uni/cx	
486010	Bomba Elastomérica 100ml 2ml/H Bolus 1ml
486010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml 2ml/H Bolus 1ml
486020	Bomba Elastomérica 270ml 2ml/H Bolus 1ml
486020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml 2ml/H Bolus 1ml
486030	Bomba Elastomérica 400ml 2ml/H Bolus 1ml apenas Soft Shell
486040	Bomba Elastomérica 100ml 2ml/H Bolus 2ml
486040H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml 2ml/H Bolus 2ml
486050	Bomba Elastomérica 270ml 2ml/H Bolus 2ml
486050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml 2ml/H Bolus 2ml
486060	Bomba Elastomérica 400ml 2ml/H Bolus 2ml apenas Soft Shell



Bombas Elastoméricas com fluxo variável

Com Seletor de Fluxo (Sem Bólus) - 10 uni/cx	
487010	Bomba Elastomérica 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 1/2/3/4)
487010H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 1/2/3/4)
487020	Bomba Elastomérica 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487020H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487030	Bomba Elastomérica 400ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14) apenas Soft Shell
487040	Bomba Elastomérica 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487040H	Bomba Elastomérica Rígida 100ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 2/6/10/14)
487050	Bomba Elastomérica 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9/12)
487050H	Bomba Elastomérica Rígida 270ml c/Seletor Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9/12)
487060	Bomba Elastomérica 400ml c/Seletor de Fluxo (Taxa Fluxo 5/7/9/12) apenas Soft Shell

FABRICANTE:



105 Cecil Street #20-04,
The Octagon, Singapore 069534
Tlf: +65 6221 2660 | info@epic-med.com