



PMH-03P-02F REV.01

MONIDROP®

TERAPIA INTRAVENOSA EXATA PARA TODOS OS PACIENTES

FL-022 REV.001 | Data: 06/07/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



MONIDROP®

TERAPIA INTRAVENOSA EXATA PARA TODOS OS PACIENTES

MONIDROP® - MONITOR DE INFUSÃO

PERMITE TERAPIA INTRAVENOSA MAIS PRECISA E AJUDA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A MELHORAR A SEGURANÇA DOS PACIENTES.

QUALIDADE ELEVADA: DISPOSITIVO DE PEQUENA DIMENSÃO E DE ELEVADA PRECISÃO.

TERAPIA IV MAIS EXATA: PARA UMA SEGURANÇA DO PACIENTE AUMENTADA.

INTUITIVO: FÁCIL DE UTILIZAR

ECONÓMICO: ADEQUADO PARA SISTEMAS IV STANDARD

ADEQUADO PARA SISTEMAS DE INFUSÃO STANDARD.

DISPLAY COM LUZ DE FUNDO, VELOCIDADE DA INFUSÃO, VOLUME TOTAL DE TEMPO.

ENCAIXE RÁPIDO DA CÂMARA.

CONEXÃO WIRELESS.

RECARREGÁVEL.

INDICADOR LUMINOSO E NOTIFICAÇÃO ÁUDIO PARA O ESTADO DA INFUSÃO E EVENTUAIS ERROS.

MONITOR DE INFUSÃO MONIDOR - INID/CX: 1



REF: V003453





MONIDROP®

TERAPIA INTRAVENOSA EXATA PARA TODOS OS PACIENTES

IV SCREEN - CONTROLO REMOTO SEGURO E PRECISO

A POSSIBILIDADE DE GESTÃO REMOTA É UMA MAIS VALIA. ESTA GESTÃO É POSSÍVEL DEVIDO À CONEXÃO WIRELESS ENTRE O MONITOR DE INFUSÃO MONIDROP E O IV SCREEN QUE PERMITE A MONITORIZAÇÃO REMOTA DAS INFUSÕES. A UTILIZAÇÃO DO MONIDROP É OTIMIZADA QUANDO UTILIZADA EM CONJUNTO COM O IV SCREEN.

TRATAMENTO MELHORADO E TEMPOS DE RESPOSTA MAIS RÁPIDOS.

O IV SCREEN POUPA TEMPO E PROCEDIMENTOS ADICIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, UMA VEZ QUE CONTROLO DA INFUSÃO PODE SER REALIZADO DE FORMA REMOTA.

O PROFISSIONAL DE SAÚDE TEM UMA VISIBILIDADE IMEDIATA DAS INFUSÕES ASSISTIDAS PELO MONIDROP E RECEBE AS NOTIFICAÇÕES REMOTAMENTE.

PARA ALÉM DE MELHORAR A SEGURANÇA DO PACIENTE, AUMENTA O SEU CONFORTO PARA ESCUTAR MENOS ALARMES, ESPECIALMENTE DURANTE A

MELHOR GESTÃO DO PACIENTE E TEMPOS DE RESPOSTA MAIS RÁPIDOS.

ABRANGENTE:

O ECRÃ IV MOSTRA O ESTADO DE TODAS AS INFUSÕES NAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL.

EFICIENTE:

POUPA TEMPO AOS ENFERMEIROS, UMA VEZ QUE PODEM MONITORIZAR TODAS AS INFUSÕES REMOTAMENTE.

MENOS ALARMES:

AS NOTIFICAÇÕES SÃO FORNECIDAS REMOTAMENTE O QUE É ESPECIALMENTE BENÉFICO DURANTE A NOITE.

IV SCREEN MONITOR - INID/CX: 1



REF: V004456-1

COMO FUNCIONA

Coloque o Monidrop® no Sistema de infusão e ajuste a velocidade de gota pretendida com o roller clamp ou regulador de fluxo



Com o IV Screen™ ou a aplicação móvel, pode numerar o dispositivo de acordo com a localização do paciente. Pode também configurar notificações sobre a quantidade e a duração de fluido a administrar.



Todos os dispositivos são visualizados no mesmo ecrã.

FORNECEDOR:

MONIDOR

MONIDOR OY (LTD)
ELEKTRONIKKATIE 3
90590 OULU, FINLAND
+358 10 340 7160 | INFO@MONIDOR.COM