



PMH-03P-02F REV.01

MEDIKRO[®] DUO

ECRÃ DE ASMA E DPOC

FL-036 REV.00 | Data: 11/07/2023

Cuidar com Excelência

PMH - Produtos Médicos Hospitalares, S.A. | +351 263 650 680 | www.pmh.pt | info@pmh.pt



MEDIKRO® DUO

ECRÃ DE ASMA E DPOC

- TECNOLOGIA BLUETOOTH®
- MODO TESTE RÁPIDO
- INDICADORES NO ECRÃ
- ESPIROMETRIA SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO

MEDIKRO® DUO É UM DISPOSITIVO 2 EM 1 PARA RASTREAR ASMA E DPOC. NO MODO DE TESTE RÁPIDO, OS TESTES DE TRIAGEM DE ESPIROMETRIA PODEM SER REALIZADOS EM 2 MINUTOS. A VELOCIDADE E O PADRÃO DA TRIAGEM ESPIROMÉTRICA SÃO APREFEIÇADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE DA MEDIKRO.

O DUO BENEFICIA DAS VANTAGENS DO SOFTWARE DE ESPIROMETRIA MEDIKRO® (MSS). AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E ESTUDOS DO MSS PODEM SER USADAS COM O MEDIKRO DUO. O MSS TAMBÉM PERMITE CONECTIVIDADE EHR.

O MEDIKRO DUO SEM CALIBRAÇÃO UTILIZA OS TRANSDUTORES DE FLUXO MEDIKRO® SPIROSAFE DESCARTÁVEIS. NÃO HÁ NECESSIDADE DE FILTROS BACTERIANOS OU ESTERILIZAÇÃO. ISSO AUMENTA O RENDIMENTO DO PACIENTE E ECONOMIZA CUSTOS OPERACIONAIS.

CARACTERÍSTICAS:

2-EM-1 PARA ASMA E DPOC

MEDIKRO DUO PODE SER USADO EM 2 MODOS DE OPERAÇÃO DIFERENTES: FEV6 E PEF.

INDICADORES DE QUALIDADE NO ECRÃ

MEDIKRO DUO FORNECE INDICADORES GRÁFICOS INTELIGENTES DE QUALIDADE PARA HESITAÇÃO, SOPRO PREGUIÇOSO, TOSSE E TÉRMINO ANTECIPADO.

ATUALIZÁVEL

OS SISTEMAS DE ESPIROMETRIA DA MEDIKRO PODEM SER ATUALIZADOS. AS ATUALIZAÇÕES DO MEDIKRO DUO FORNECERÃO FUNCIONALIDADES EXTRAS, COMO MONITORIZAÇÃO EM SÉRIE.

MODO DE TESTE RÁPIDO

EXECUTA A TRIAGEM RÁPIDA COM O MODO DE TESTE RÁPIDO SEPARADO. TRIAGEM ESPIROMÉTRICA COMPLETA EM MENOS DE 2 MINUTOS. TODOS OS RESULTADOS PODEM SER IMPRESSOS E GUARDADOS.

TECNOLOGIA SEM CALIBRAÇÃO

NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA CALIBRAÇÃO, DEVIDO À MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA GARANTIR CALIBRAÇÃO AUTOMATIZADA E CONSTANTE EM TEMPO REAL DO SISTEMA DE ESPIROMETRIA.



REF: M920 - MEDIKRO DUO

CDM: 73815080

NPDM: Z12150101




MEDIKRO® DUO

ECRÃ DE ASMA E DPOC

CARACTERÍSTICAS:

BATERIA COM LONGA DURAÇÃO

A BATERIA DURA 7 * 3 MINUTOS DE SESSÕES DE TRIAGEM POR DIA DURANTE 30 DIAS CONSECUTIVOS SEM CARGA ADICIONAL. INCLUI MODO AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA.



INDICADORES DE QUALIDADE NO ECRÃ

O INDICADOR DE QUALIDADE EM TEMPO REAL DETECTA HESITAÇÃO, TOSSE LENTA E TÉRMINO PRECOCE COM BASE EM "ATS/ERS TASK FORCE: STANDARDISATION OF LUNG FUNCTION TESTING" (V. BRUSASCO, R. CRAPO AND G. VIEGI AND "SPIROMETRY IN THE LUNG HEALTH STUDY, METHODS AND QUALITY CONTROL" (P. ENRIGHT).

1. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, 2005; 26: 319-338 2. THE AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASE, 1991; 143:1215-1223.

FORNECEDOR:



KELLOLAHDENTIE 27, FI-70460 KUOPIO, FINLANDIA
APDO. DE CORREOS 54, FI-70101, KUOPIO, FINLANDIA
+358 44 777 7002 | +358 17 283 3300
SALES@MEDIKRO.COM | WWW.MEDIKRO.COM

CE ISO ISO
0537 9001 13485