



IMOBILIZADOR DE MEMBRO COM ANILHA

SU-200 & SU-200++

FL-042 REV.00 | Data: 21/07/2023



IMOBILIZADOR DE MEMBRO COM ANILHA

SU-200

APLICAÇÕES:


- PRODUTO SANITÁRIO PARA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES DE PACIENTES À CAMA OU QUALQUER OUTRO LOCAL PARA CRIAR UMA SUJEIÇÃO FIRME E SEGURA.
- INDICADO PARA PACIENTES AGITADOS E COMO AUXÍLIO NA REMOÇÃO INVOLUNTÁRIA DE CATETERES, ETC.
- ADEQUADO PARA TORNOZELOS E PULSOS.

COMPOSIÇÃO DA BANDA ACOLCHOADA:

- ACOLCHOAMENTO 100% POLIÉSTER 360 G/M2 SEM RESINAS.
- MACIO E CONFORTÁVEL. ACOLCHOADO EM TODA A SUPERFÍCIE PARA AUMENTAR O CONFORTO DO PACIENTE.
- A AUSÊNCIA TOTAL DE COLAS E ADESIVOS, A FIXAÇÃO DOS TECIDOS, PERMITE A MICROCIRCULAÇÃO DE AR DEVIDO À UNIÃO DOS TECIDOS POR SOLDAGEM ULTRASSÓNICA.
- PRODUTO SEM COSTURAS, EVITA LESÕES POR FRICÇÃO.
- CAMADA INTERIOR EM CONTACTO COM A PELE: 20% BASE VISCOSE, 80% POLIÉSTER, 45 GR/M2 (COR NATURAL SEM CORANTES E HIPOALERGÉNICO)
- EXTERIOR, PARA FIXAR O VELCRO: 100% POLIAMIDA. HIPOALERGÉNICO. FABRICADO COM TECIDOS COM CONTROLO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS DE ACORDO COM O PADRÃO OEKO-TEX 100.

COMPOSIÇÃO DA ANILHA E FITA:

- A ANILHA E A FITA RESPONDEM A UMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR A 200 KG.
- ANILHA: PVC PARA EVITAR ALERGIAS AO METAL.
- FITA: 100% POLIÉSTER. MACIO E RESISTENTE.



REF: SU-200 | UNI/CX: 100

DIMENSÃO IMOBILIZADOR (CM): 28X8 | DIMENSÃO

FITA (CM): 1,10 CDM: 20466161 NPDM: V0804





IMOBILIZADOR DE MEMBRO COM ANILHA

SU-200++

APLICAÇÕES:

- PRODUTO SANITÁRIO PARA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES DE PACIENTES À CAMA OU QUALQUER OUTRO LOCAL PARA CRIAR UMA SUJEIÇÃO FIRME E SEGURA.
- INDICADO PARA PACIENTES AGITADOS E COMO AUXÍLIO NA REMOÇÃO INVOLUNTÁRIA DE CATETERES, ETC.
- ADEQUADO PARA TORNOZELOS E PULSOS.

COMPOSIÇÃO DA BANDA ACOLCHOADA:

- ACOLCHOAMENTO 100% POLIÉSTER 360 G/M2 SEM RESINAS.
- MACIO E CONFORTÁVEL. ACOLCHOADO EM TODA A SUPERFÍCIE PARA AUMENTAR O CONFORTO DO PACIENTE.
- A AUSÊNCIA TOTAL DE COLAS E ADESIVOS, A FIXAÇÃO DOS TECIDOS, PERMITE A MICROCIRCULAÇÃO DE AR DEVIDO À UNIÃO DOS TECIDOS POR SOLDAGEM ULTRASSÓNICA.
- PRODUTO SEM COSTURAS, EVITA LESÕES POR FRICÇÃO.
- CAMADA INTERIOR EM CONTACTO COM A PELE: 20% BASE VISCOSE,
 80% POLIÉSTER, 45 GR/M2 (COR NATURAL SEM CORANTES E HIPOALERGÉNICO).
- EXTERIOR, PARA FIXAR O VELCRO: 100% POLIAMIDA. HIPOALERGÉNICO. FABRICADO COM TECIDOS COM CONTROLO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS DE ACORDO COM O PADRÃO OEKO-TEX 100.

COMPOSIÇÃO DA ANILHA E FITA:

- A ANILHA E A FITA RESPONDEM A UMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERIOR A 200 KG.
- ANILHA: PVC PARA EVITAR ALERGIAS AO METAL
- FITA: 100% POLIÉSTER. MACIO E RESISTENTE.



REF: SU-200++ | UNI/CX: 100 DIMENSÃO IMOBILIZADOR (CM): 28X8 | DIMENSÃO

FITA (CM): 1,50 CDM: 39634302 NPDM: V0804



FORNECEDOR:

