

clinell®

www.clinell.com

TOALHETES COM ALCÓOL SECAGEM RÁPIDA SEM MANCHAR

Gama completa

Para todas as necessidades. Os toalhetes unitários em saquetas são ideais para usar antes das injeções e os toalhetes de maior dimensão são adequados para as superfícies de dispositivos médicos não invasivos. Os mini toalhetes são perfeitos para a desinfeção de sondas.

Não mancha

O álcool isopropílico de grau médico evapora rapidamente sem deixar resíduos ou manchas: ótimos para superfícies como vidro, aço inoxidável e ecrãs.

Matam

99.999%

dos germes

Incluindo MRSA, E.coli,
Pseudomonas e
Enterococcus
em conformidade com
as normas EN1276,
EN13727, EN14561 e
EN14562





Toalhetes desinfetantes para dispositivos médicos não invasivos:

- secagem ultra rápida
- sem manchar

TOALHETES ALCÓOL

Saturados com álcool isopropílico a 70% de grau farmacêutico de elevada qualidade, ao contrário de outros produtos cuja composição de álcool de grau inferior contendo impurezas, deixa resíduos e manchas. Os toalhetes Clinell atuam como um desinfetante rápido, que não mancha os equipamentos, com uma eficácia bacteriana comprovada.

SAQUETAS

Embalados individualmente, estes toalhetes são especialmente indicados para a desinfecção antes da injeção, ou para de forma rápida desinfetar as superfícies de equipamento médico não invasivo. Fornecidos em práticas caixas com 100 saquetas.

TOALHETES PLUS+

Proporcionam a mesma elevada qualidade do álcool de grau farmacêutico com o benefício acrescentado de 0,5% de amónio quaternário para uma proteção adicional e uma ação destrutiva dos germes.

TOALHETES MINI

Os toalhetes de menor dimensão oferecem uma eficiência de custos aquando da limpeza de equipamentos médicos não invasivos de pequenas dimensão como as sondas de ultrassons.

EMBALAGEM ÚNICA

Transporta o acondicionamento de toalhetes para o século XXI.

Os toalhetes são retirados e dispensados de uma única vez, logo a área superior do toalhete seguinte nunca seca, o que é uma vantagem em relação aos dispensadores em forma de tubo. É eliminada a possibilidade de existência de toalhetes secos contaminados para além dos riscos relacionados com o controlo da infeção.

São ainda um produto amigo do ambiente, devido à menor quantidade de embalagem a descartar, ao contrário dos dispensadores de álcool tubulares comuns.

QUALIDADE SUPERIOR

Contendo 25gsm (gr/m²) de tecido “não tecido”, apresentam uma menor espessura e uma maior humidade do que os outros produtos. É permitida a limpeza de áreas de maior dimensão, com uma menor quantidade de toalhetes, o que traduz uma poupança de tempo e de custos,

**Matam pelo menos
99.999%
dos germes**

BACTERIA	TEST
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	EN 1276
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 1276
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 14561
<i>Enterococcus hirae</i>	EN 13727
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 1276
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 14561
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 13727
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 1276
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 14561
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 13727
FUNGI	
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 14562
<i>Candida albicans</i>	EN 14562

REF	DESCRIÇÃO	QUANT/CAIXA
CASS100	Toalhetes desinfetantes com álcool 70% (Saquetas) Dimensões: 16,3x 10,6cm CDM* 16984722	100 saquetas por embalagem 12 embalagens por caixa
CAW100L	Toalhetes desinfetantes com álcool 70% (Large - 100) Dimensões: 18,5x 17cm CDM* 16984749	100 toalhetes por embalagem 12 embalagens por caixa
CAW150L	Toalhetes desinfetantes com álcool 70% (Large - 150) Dimensões: 18x18cm CDM* 16984730	150 toalhetes por embalagem 18 embalagens por caixa

*Código Dispositivo Médico

Distribuído por:



PMH - Produtos Médico Hospitalares, S. A.
Z. I. Murteira, Lt. 9 - Porto Alto
2135-311 Samora Correia • Portugal
Tel.: +351 263 650 680
Fax: +351 263 650 695
www.pmh.pt